

# SARS-CoV-2 Rapid Antigen Nasal Test

## Οδηγίες ατομικής χρήσης από μη επαγγελματία υγείας



### Ελληνικά Προβλεπόμενη χρήση

Το SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test είναι ένα ταχύ, ανοσοκρυστατογραφικό τεστ για την ποιοτική ανίχνευση του αντιγόνου νουκλεοκαψιδίου του SARS-CoV-2 σε ανθρώπινα ρινικά επιχρίσματα. Αυτό το τεστ χρησιμοποιείται στην ανίχνευση αντιγόνων του ιού SARS-CoV-2 σε άτομα για τα οποία υφίσταται υποψία COVID-19. Το τεστ προορίζεται για αυτο-διάγνωση από τον ίδιο τον ασθενή.

### Περύληψη

Οι κορωνοϊοί είναι ελυτροφόροι, θετικής πολικότητας ιοί RNA της τάξης των *Nidovirales*.<sup>1</sup> Στο τέλος του έτους 2019 ανακαλύφθηκε σε ασιατική με μια συρροή κρουσμάτων πνευμονίας ενός νέου είδους κορωνοϊός.<sup>2</sup> Αυτός ο νέος κορωνοϊός, γνωστός σήμερα ως SARS-CoV-2, ταξινομήθηκε ως μέλος του υπαγένους *Sarbecovirus* εντός του γένους *Betacoronavirus*. Η νόσος που προκαλείται από τη λοίμωξη από τον SARS-CoV-2 αναφέρεται COVID-19 (COronaVirus Disease 2019, νόσος κορωνοϊού 2019).<sup>3,4</sup> Εξαιτίας των ταχέως αυξανόμενων αριθμών κρουσμάτων και του εύρους της εξάπλωσής της παγκοσμίως, η κατάσταση που προκλήθηκε από τον SARS-CoV-2 ανακηρύχθηκε την 11η Μαρτίου 2020 πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).<sup>5</sup>

Η κλινική παρουσίαση του SARS-CoV-2 κυμαίνεται από ασυμπτωματική λοίμωξη έως βαριά νόσηση και ακόμη τον θάνατο.<sup>6,7</sup> Στα συμπτώματα των ασθενών με επιβεβαιωμένη λοίμωξη από SARS-CoV-2 περιλαμβάνονται ο πυρετός και ο Ξηρός βήχας έως και η δύσπνοια και η δυσκολία στην αναπνοή. Επιπλέον, μετά από λοίμωξη από τον SARS-CoV-2 ασθενείς ανέφεραν διάρροια και απώλεια της γεύσης ή της όσφρησης.<sup>8,9</sup> Τα συμπτώματα μπορούν να εμφανιστούν έως και 14 ημέρες μετά την έκθεση.<sup>7</sup>

### Αντιδραστήρια

- Μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της COVID-19
- Μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της IgY κατόπουλου
- Μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι συζευγμένου μορίου αντι σώματος COVID-19-χρυσού
- Κεκαθαρισμένο συζευγμένο μόριο IgY κατόπουλου-χρυσού
- Ανοσοανασταθμισμένη πρωτεΐνη νουκλεοκαψιδίου του COVID-19 (Βετική πρότυπο ελέγχου)

### Προφυλάξεις και προειδοποιήσεις

Η συσκευασία περιέχει στοιχεία, τα οποία ταξινομούνται ως ακαθάρσιμα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008:

### Προειδοποίηση:

- H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

### Πρόληψη:

- P261 Αποφεύγετε να αναπνεύσετε σκόνη/αεραεμιόσφαιρα/αερία/αυγαικέντρωσεις σταγονιδίων/ατμού/εκνεφεώματα.
- P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
- P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

### Απόκριση:

- P333 + P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
- P337 + P313 Εάν δεν υποχωρήσει ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
- P362 + P364 Βγάλτε τα μαλαμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Για πελάτες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου: Περιέχει μία ουσία που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC). Αιθουλιωμένη ακτινολογική/εννευλοφαινόλη. Μόνο για χρήση ως μέρος μιας διαγνωστικής μεθόδου in vitro και υπό ελεγχόμενες συνθήκες, σύμφωνα με τα άρθρα 56.3 και 3.23 του κανονισμού REACH.

Μην επιτρέψετε να καταλήξει στο περιβάλλον, στην αποκείμεση ή σε επιφανειακά ύδατα.

- Χρησιμοποιήστε τη συσκευασία της δοκιμής μόνο μία φορά.
- Μη χρησιμοποιήστε τη συσκευασία της δοκιμής, εάν ο σάκος της συσκευασίας είναι καταστραμμένος.
- Σε περίπτωση έκτακτης φροντίδας για τον ενδελεχή καθαρισμό με κατάλληλο απολυμαντικό.
- Μη χρησιμοποιείτε εκτός του εσώκλειστου στυλεού συλλογής επιχρίσματα κανένα από τα στοιχεία της δοκιμής στο εσωτερικό του σώματος.
- Απευθυνθείτε σε ένα επαγγελματία υγείας για να αναπνεύσετε το αποτέλεσμα του τεστ σας και για να πληροφορηθείτε εάν χρειάζεται να πραγματοποιηθούν επιπλέον τεστ. Απευθυνθείτε επίσης σε έναν γιατρό, εάν ανησυχείτε για την υγεία σας, εάν έχετε επίμονα συμπτώματα ή εάν τα συμπτώματά επιδεινώνονται.
- Εξακολουθείτε να τηρείτε, ακόμη και αν το αποτέλεσμα του τεστ είναι αρνητικό, όλα τα μέτρα προστασίας και υγιεινής.

Η δήμιση ασφαλείας του προϊόντος ακολουθεί τις ισχύουσες στην ΕΕ κανονιστικές διατάξεις του GHS. Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλέφωνο: +49-621-7590 για όλες τις χώρες In vitro διαγνωστικό ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Τηρείτε τις συνθήκες κατά τον χειρισμό εργαστηριακών αντιδραστηρίων προφυλάξεως. Η διάθεση όλων των απορριμμάτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις τοπικές οδηγίες.

Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήσεως για τους επαγγελματίες χρήστες.

### Αποθήκευση και διατηρησιμότητα

Φυλάξτε τη συσκευασία σε θερμοκρασία 2-30 °C/36-86 °F και προφυλαγμένη από τις άμεσες ηλιακές ακτίνες. Τα υλικά μπορούν να διατηρηθούν έως την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην εξωτερική συσκευασία. Μην καταψύχετε τη συσκευασία.

### Παρεχόμενα υλικά

- Δοκιμαστική ταινία (ατομική σε σακούλα αλουμινίου με Ξηραντικό)
- Σωληνάριο ρυθμιστικού διαλύματος εκκάλυψης και φορέας σωληναρίων ρυθμιστικού διαλύματος
- Σταγονομετρικό πώμα
- Στείρος βαμβοκαφόρος στυλεός
- Οδηγίες χρήσης και Οδηγός γρήγορης αναφοράς

### Επιπλέον απαραίτητα υλικά

- Χρονόμετρο

### Προετοιμασία του τεστ και συλλογή δείγματος


Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης του SARS-CoV-2 Rapid Antigen nasal Test. Δείτε επίσης τον Οδηγό γρήγορης αναφοράς (με εικόνες) πριν από την πραγματοποίηση ενός τεστ.

### Προετοιμασία του τεστ

Πριν από την αρχή της διαδικασίας πρέπει η ταινία δοκιμής και τα αντιδραστήρια να έρθουν σε θερμοκρασία εργασίας (15-30 °C/59-86 °F).


1. Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης στην πίσω πλευρά της σακούλας αλουμινίου. Μη χρησιμοποιήστε την ταινία δοκιμής, εάν η ημερομηνία λήξης έχει παρέλθει.
2. Ανοίξτε τη σακούλα αλουμινίου κατά μήκος της διατρήτης γραμμής και βγάλτε την ταινία δοκιμής, καθώς και το σακουλάκι με το Ξηραντικό. Χρησιμοποιήστε το τεστ αμέσως μετά το άνοιγμα της σακούλας.
3. Βεβαιωθείτε ότι η ταινία δοκιμής είναι άθικτη και ότι η ένδειξη κατάστασης του Ξηραντικού είναι κίτρινη (=κατάλληλο προς χρήση).


### Συλλογή δείγματος (ρινικού επιχρίματος)

1. Πριν να πραγματοποιήσετε το τεστ, πλύνετε τα χέρια σας με νερό και σαπούνι ή χρησιμοποιήστε ένα απολυμαντικό χεριών.
  2. Αφαιρέστε τον βαμβοκαφόρο στυλεό από τη συσκευασία, τραβώντας και τα δύο πτερύγια της πλαστικής μεμβράνης. Αγγίξτε τον βαμβοκαφόρο στυλεό μόνο στη λαβή, όχι στο άκρο.
  3. Γείρετε το κεφάλι σας ελαφρά προς τα πίσω (γωνία περίπου 70 μοιρών).
  4. Εισαγάγετε τον στείρο βαμβοκαφόρο στυλεό στο ρουθούνι με το περισσότερο έκκριμα. Ενώσω περιστρέψετε τον βαμβοκαφόρο στυλεό, εισαγάγετε τον βαμβοκαφόρο στυλεό κατά 2 cm παράλληλα με την υπερώσα (όχι προς τα επάνω) προς τον φάρυγγα μέσα στο ρουθούνι, μέχρι να συναντήσετε αντίσταση στις ρινικές κόγχες. Μην σκεπάζετε τίποτα.
  5. Περιστρέψτε τον βαμβοκαφόρο στυλεό 4 φορές (για περίπου 15 δευτερόλεπτα συνολικά) έναντι της εσωτερικής πλευρικής επιφάνειας της μύτες και στη συνέχεια αφαιρέστε τον από το ρουθούνι.
  6. Επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 5 με τον με τον ίδιο βαμβοκαφόρο στυλεό στο άλλο ρουθούνι.
-  Για τη συλλογή δείγματος από αμφότερα τα ρουθούνια χρησιμοποιείται ο ίδιος στυλεός.

### Διεξαγωγή του τεστ

1. Εισαγάγετε τον βαμβοκαφόρο στυλεό σε ένα σωληνάριο ρυθμιστικού διαλύματος εκκάλυψης. Ενώσω πιέζετε το σωληνάριο του ρυθμιστικού διαλύματος, αναδείξτε τον βαμβοκαφόρο στυλεό περισσότερες από 10 φορές.
2. Αφαιρέστε τον βαμβοκαφόρο στυλεό ενώσω πιέζετε τα πλευρικά τοιχώματα του σωληναρίου, για την εξαγωγή του υγρού από τον βαμβοκαφόρο στυλεό.
3. Πιέστε σταθερά το σταγονομετρικό πώμα στο σωληνάριο.
4. Τοποθετήστε τη δοκιμαστική ταινία σε μια επίπεδη επιφάνεια. Κρατήστε το σωληνάριο κάθετα πάνω από το στερογγυλό σημειωμένο πεδίο (όχι το ορθογώνιο πεδίο αποτελεσμάτων). Στόξτε ακριβώς 4 σταγονίδια στο πεδίο. Εάν χρειάζεται, συμπληρώστε για τον σκοπό αυτό ελαφρά το σωληνάριο. Υπόδειξη: Μπορείτε να συνεχίσετε το τεστ, ακόμα και αν στάξετε κατά λάθος 5 σταγονίδια.
5. Εκκινήστε το χρονόμετρο και διαβάστε το αποτέλεσμα του τεστ μετά από 15-30 λεπτά.

 Εάν δεν συμπεριέχεται το σωληνάριο κατά την αφαίρεση του στυλεού, ενδέχεται μια ποσότητα διαλύματος στον στυλεό να οδηγήσει σε λανθασμένα αποτελέσματα.

 Εάν το αποτέλεσμα του τεστ διαβαστεί μετά από περισσότερο από 30 λεπτά, το αποτέλεσμα ενδέχεται να είναι λανθασμένο.

### Ερμηνεία των αποτελεσμάτων

- Άκυρο αποτέλεσμα τεστ: Εάν δεν είναι ορατή η γραμμή ελέγχου (C), το αποτέλεσμα μπορεί να θεωρηθεί άκυρο (το τεστ δεν λειτουργεί σωστά). Κοιτάξτε προσεκτικά: Ακόμη και αν η γραμμή ελέγχου είναι ακνή, το τεστ μπορεί να θεωρηθεί έγκυρο. Πιθανόν να μην εκτελέσατε σωστά το τεστ. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και επαναλάβετε το τεστ. Εάν τα αποτελέσματα εξακολουθούν να είναι άκυρα, απευθυνθείτε στον γιατρό σας ή σε ένα κέντρο ελέγχου COVID-19.
- Θετικό αποτέλεσμα τεστ: Η παρουσία μιας γραμμής τεστ (T), ανεξάρτητα από το πόσο ακνή είναι, μαζί με μια γραμμή ελέγχου (C) σημαίνει ότι το αποτέλεσμα του τεστ είναι θετικό. Ένα θετικό αποτέλεσμα σημαίνει ότι πολύ πιθανόν νοσείτε από COVID-19. Απευθυνθείτε αμέσως στον (γενικό) γιατρό σας ή στην τοπική υπηρεσία δημόσιας υγείας και τηρείστε τις τοπικές οδηγίες περί αυτοαπομόνωσης. Κατά περίπτωση, ο γιατρός σας θα σας παραπέμψει για τεστ επιβεβαίωσης με PCR.
- Αρνητικό αποτέλεσμα τεστ: Η παρουσία μιας γραμμής ελέγχου (C) (ανεξάρτητα από το πόσο ακνή είναι) αλλά όχι γραμμής τεστ (T) σημαίνει ότι το αποτέλεσμα είναι αρνητικό. Δεν είναι πιθανό να νοσείτε από COVID-19. Ακόμη και αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, θα πρέπει να εξακολουθήσετε να τηρείτε όλα τα μέτρα προστασίας και υγιεινής. Ακόμη και αν το αποτέλεσμα του τεστ είναι αρνητικό, ενδέχεται να υφίσταται λοίμωξη. Σε περίπτωση υποψίας (δηλ. εάν τα συμπτώματά σας εμμένουν ή εάν τα συμπτώματά σας καταστούν σοβαρότερα) συνιστάται να επαναλάβετε το τεστ μετά από 1-2 ημέρες, καθώς ο κορωνοϊός δεν μπορεί να ανιχνευθεί ακριβώς σε όλες τις φάσεις της λοίμωξης.

### Περιορισμοί της μεθόδου

- Κατά τη διεξαγωγή του τεστ, προφυλάξτε και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
- Το τεστ προορίζεται για την ανίχνευση ανθρώπινα ρινικά επιχρίσματα.
- Λόγω του ότι πρόκειται για ποιοτική ανίχνευση των επιχρίσεων, η ανίχνευση του SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test μελέτη με συμπτωματικούς ενήλικες σε εφήβους/παιδιά ηλικίας κάτω από την εφηφίση ενός ενήλικου είναι ανίλικα. Τα άτομα ηλικίας κάτω από την ερμηνεία του τεστ να αναβουθούν.
- Το αντίδοτο μπορεί γενικά να ανιχνεύσει την οξεία φάση της λοίμωξης.
- Η εκτίμηση της ανοσοαπόκρισης σε αυτό απαιτούνται άλλες μεθόδους.
- Τα θετικά αποτελέσματα υποδεικνύουν την παρουσία του SARS-CoV-2, αλλά δεν υποδεικνύουν την κατάσταση της υγείας ή το ιστορικό και άλλες διαγνώσεις.
- Τα θετικά αποτελέσματα δεν απαιτούνται άλλες υγείας.
- Τα αρνητικά αποτελέσματα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή, καθώς, σε περίπτωση, να πραγματοποιηθεί επιπλέον τεστ.
- Τα αρνητικά αποτελέσματα δεν σημαίνουν ότι δεν υπάρχει λοίμωξη. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται περί της θεραπευσίας και της διακοπής των φαρμάκων που αφορούν στον αρνητικό τεστ αλλά εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε COVID-19, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον γιατρό σας.

### Ειδικά στοιχεία επιδόσεων Κλινική αξιολόγηση

Οι κλινικές επιδόσεις του SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test αξιολογήθηκαν μέσω ρινικών επιχρίσεων μελέτη σε ένα κλινικό κέντρο στο Βερολίνο. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με 7 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων συμπτωματικούς ενήλικες (ηλικίας 18 από SARS-CoV-2). Οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν με διάφορες μεθόδους, για να αξιολογηθούν μόνοι τους το τεστ. Η συλλογή των αποτελεσμάτων των επιδόσεων των μεθόδων παρακολούθησαν από ειδικευμένους γιατρούς. Οι μέθοδοι αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκαν δείγματα ρινοφαρυγγικού/στοματοφαρυγγικού ρινοφαρυγγικού/στοματοφαρυγγικού δειγμάτων προηγούνται πάντοτε της ρινοφαρυγγικού δειγμάτων. Στο 27% των SARS-CoV-2 (μέσω PCR). Οι κλινικές επιδόσεις του SARS-CoV-2 στο ίδιο κλινικό κέντρο για την επαγγελματική επιχορήγηση από τον ασθενή ή από ειδικευμένους κλινικούς γιατρούς με κλινική υποψία λοίμωξης SARS-CoV-2 συμπεριλαμβάνονται στη μελέτη (εκ των οποίων τα συμπτωμάτων) υπαβλήθηκαν σε επιπλέον τεστ. Διακρίσεις οφείδονται ενένος εντός 7 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων. Τα αποτελέσματα των ελέγχων για να συλλέξουν μόνοι τους δείγματα ρινοφαρυγγικού/στοματοφαρυγγικού δειγμάτων από τους ασθενείς γινόνται υπό την επίβλεψη των ειδικευμένων γιατρών χωρίς παρέμβαση. Οι μέθοδοι αξιολόγησης συνδυαστικών δειγμάτων ρινοφαρυγγικού/στοματοφαρυγγικού δειγμάτων προηγούνται πάντοτε της ρινοφαρυγγικού/στοματοφαρυγγικού δειγμάτων.

### Ευσαιθσία και ειδικότητα του τεστ

Στην ομάδα αυτοδιάγνωσης το τεστ ταξινόμησε το 82.5% (CI: 67.2% - 92.7%) των προσβεβλημένων -100.0%) των μη προσβεβλημένων στα πρώτων 5 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων (CI: 68.3% - 96.1%) των αναγνωρισμένων. Αυτό σημαίνει ότι στους 100 πραγματοποιηθέντων αναγνωρισθέντες του 83%. Όταν το τεστ διεξαχθεί σε συμπτωματικούς, το τεστ αναγνωρίζει σε 83.3% των ασθενών που λαμβάνονται συμπτωμάτων προκύπτει συνολικά σε 83.3% των μελέτης η ακόλουθη συγκεντρωτική ερμηνεία. Το τεστ έδειξε ευαισθησία 83.3% και ειδικότητα 83.3%.

Σύγκριση όλων των δειγμάτων ασθενών εντός 7 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων

	PCR Βετική
Αντιγόνο Βετικό	85
Αντιγόνο αρνητικό	17
Σύνολο	102
Ευσαιθσία	83.3%
Ειδικότητα	83.3%